


Examen des selles fraîches (flacon vide)




$\frac{3}{4}$




- Remplir le flacon au $\frac{3}{4}$ avec des selles (environ la taille d'un abricot)
- Bien refermer le flacon
- Écrire la date de prélèvement

Mettre dans l' emballage de protection prévu à cet effet



Selles dans une solution de fixation SAF (récipient avec liquide transparent)



⚠ ATTENTION : ne pas ingérer le liquide et éviter tout contact du liquide avec la peau ! Nocif pour la santé !

- Ajouter une quantité de selles de la taille d'une noisette dans le liquide à l'aide de la spatule en bois et bien mélanger
- Bien refermer le flacon
- Inscire la date de prélèvement

Mettre dans le tube de protection prévu à cet effet



Envoyer dans les enveloppes pré-affranchies et pré-adressées avec le formulaire de commande dûment rempli.

Si plusieurs examens sont demandés, veuillez prélever les échantillons à des dates différentes. Les échantillons peuvent être envoyés soit séparément, soit ensemble.