




Gut vorbereitete Stuhlproben für ein aussagekräftiges Resultat

Für ein optimales Resultat braucht es vor allem bestmögliches Material zur Untersuchung. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Anleitungen zum Sammeln und Versenden von Stuhlproben.

Frischstuhluntersuchung (leeres Gefäss)


Füllen Sie bitte das Plastikgefäss mindestens zu **dreiviertel** mit frischem Stuhl und senden Sie die Probe per A-Post an das Diagnostik-Zentrum



Stuhl in SAF-Fixierlösung (Gefäss mit durchsichtiger Flüssigkeit)

Wollen Sie bitte ein **haselnussgrosses** Stück **frischen Stuhl** in die Flüssigkeit geben und mit dem Holzstäbchen **gut verrühren**. Senden Sie anschliessend die Probe an uns zurück.

Wenn mehrere Untersuchungen verlangt sind, entnehmen Sie bitte die Proben an verschiedenen Tagen. Die Proben können miteinander eingeschickt werden.



Adresse:

Diagnostik-Zentrum
Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut
4002 Basel

Danke für das Beachten der Empfehlungen. Wir werden uns bemühen, die Untersuchungen so rasch wie möglich durchzuführen.

